

Catalogue de pièces détachées

Version: 2013/03/08a FR





Yes, you can.®

Informations générales

Pour toutes commandes de pièces détachées, les informations suivantes sont nécessaires :

- Type de produit*
- Nom et modèle du produit*
- Numéro de série*
- Référence de la pièce*
- Description de la pièce*

Dans le respect de notre politique d'amélioration continue, Invacare® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques et de présentations de nos produits.

(Informations et dessins non-contractuels)

La reproduction ou l'utilisation, complète ou même partielle de ce document, sous toutes formes ou par tous moyens électroniques ou autres, y compris photocopie, numérisation ou enregistrement, et dans tous systèmes de stockage, de recherche et d'extraction d'informations, ainsi que la transmission électronique, est interdite sans l'accord préalable écrit de Invacare® International Sarl.



Yes, you can.®

SOMMAIRE

Documentation

Non commercialisé	7
Retrofit assise Récaro 12V/24V	8
Manuel d'utilisation Storm4	9
Manuel d'utilisation Rem550	10
Manuel d'utilisation Rem24SD	11
Manuel d'utilisation RemA et RemB	12
Non commercialisé	13
Manuel d'utilisation G91	14
Manuel d'utilisation double commande intuitive	15
Manuel d'utilisation commande sur tablette REM41	16
manuel d'utilisation cde occipitale DSL	17

Chassis, suspensions, accroche-taxi

Fixation du châssis	18
Bras de chassis avant	19
Bras oscillant avant X-Plore	20
(Transport fixation ==> 03.08.12)	21
(Transport fixation 04.08.12 ==>)	22
Amortisseurs arrière	23
(Rear suspension 04.08.12 ==>)	24
Suspension horizontale X-plore	25
Carénages et autocollants	26
Carénage équipement route	28
Anti-bascule	29
Anti-bascule pour moteur SSD	30
Anti-bascule escamotable	31

Assise et lift

Colonne d'assise / lift	32
colonne d'assise / lift X-plore	33
Réhausseur d'assise	34
Réhausseur d'assise X-plore	35
Inclinaison d'assise électrique	36
(Seattilt, powered 20.04.12 ==>)	37
Inclinaison d'assise manuelle ==> 17/03/11	38
Inclinaison d'assise manuelle 18/03/11 ==>	39
Supports de plaque d'assise	40
Plaques d'assises	41
Non commercialisé	42
Coussins d'assises	43
Assise Recaro	45
Retrofit assise Récaro 12V/24V	8
Non commercialisé	46

Dossiers

Dossier réglable en tension easy adapt	47
Inclinaison du dossier	48
Accoudoirs parallèles	49



Yes, you can.®

SOMMAIRE

Coffre de dossier Easy Adapt	50
Coussins de dossier	51
Plaque de dossier Easy Adapt	53
Dossier standard	54
Non commercialisé	55
Poignées de poussée	56
Montant de dossier universel	57

Repose-pieds / Repose-jambes

Support repose-pied/jambe 07/2005==>	58
Repose-jambe central manuel (0556)	59
Repose-jambe central électrique (0557)	60
Repose-jambe manuel de 0° à 80° (0533)	61
Potence repose-pieds type Storm3 (0503)	62
Repose-jambe ergonomique manuel (0532)	63
Repose-jambes ergonomique électrique (0531)	64

Palettes et tubes

Palette et tube repose-pieds fixe type Storm3 (0512)	65
Palette et tube repose-pieds réglable en inclinaison type Storm3	66
Palettes repose-jambe central	67
Palette et tube repose-pieds (0504/0513)	68

Accoudoirs

Accoudoirs assise Flex/Contour/easy adapt	69
Accoudoirs parallèles	49
Protège-vêtement accoudoirs parallèles	70
Non commercialisé	71

Roues avant et fourches

Roues avant	72
Fourche avant	73

Roues arrières, garde-boue, moyeu

Roues arrière Trelleborg, large	74
Roue arrière 14" (0750/0711)	75
Moyeu 5 trous	76

Moteurs et supports

Moteurs ==>14/01/11	77
Information moteur SSD	78
Moteurs SSD (X-plore, Storm 05/01/11==>, Bora 1/08/11==>)	79
Supports moteurs X-plore et Storm 05/01/11==>	81
(Swingarm flip up anti-tipper)	82

Electronique

Electronique	83
(ACS Electronic Modules)	84
Module de puissance ACS2	85



Yes, you can.®

SOMMAIRE

Support module de puissance	86
Module vérin ACS2 ACT	87
G-track	88
Support G-track	89
Carte équipement route et support	90
(ACS Remote & Brackets)	91
(Remote REM24SD with Brackets)	92
Support manipulateur fixe	93
Support manipulateur escamotable	94
(Remote Bracket Attendant for Standard-/EasyAdapt-Seat)	95
(Remote Bracket Attendant for Recaro-Seat)	96
(Remote REM A & B with Brackets)	97
Support manipulateur fixe	93
Support manipulateur escamotable	98
(Remote Bracket Attendant for Standard-/EasyAdapt-Seat)	95
(Remote Bracket Attendant for Recaro-Seat)	96
(Remote REM 550 with Brackets)	99
Support manipulateur fixe	93
Support manipulateur escamotable	94
(Remote Bracket Attendant for Standard-/EasyAdapt-Seat)	95
(Remote Bracket Attendant for Recaro-Seat)	96
Non commercialisé	100
(Remote Bracket Standard)	101
(Remote Bracket Swing away & height adjust.)	102
(Remote G90A with Brackets)	103
(Remote Bracket Standard)	104
(Remote Bracket Swing away & height adjust.)	105
(Remote Bracket Attendant for Standard-/EasyAdapt-Seat)	106
(Remote Bracket Attendant for Recaro-Seat)	107
Manipulateur G91S et supports	108
Support manipulateur G91S	109
Commande centrale Rem41 et support	110
Commande au menton spéciale	111
Joysticks et cable commande au menton	112
Vérin et support commande au menton	113
(Remote Dual Control with Brackets)	114
(Remote Bracket Dual Control for Standard-/EasyAdapt-Seat)	115
(Remote Bracket Dual Control for Recaro Seat)	116
Double commande intuitive et supports	117
(ACS Cables & Accessories)	118
Câble bus ACS	119
Multiprise ACS et support	120
(Programming Kits)	121
(Magnetkey for Remotes)	122

Cables, chargeur, batteries et cables bus

Batteries	123
Chargeur	124
Batterie et chargeur	125
Câble bus ACS	119



Yes, you can.®

SOMMAIRE

Equipement route et ceintures

non commercialisé	126
non commercialisé	127
Equipement route avant	128
Equipement route arrière	129
(Attachment kit optimist seat)	130
Non commercialisé	131
Monte-trottoir	132
Ceinture de maintien et harnais	133
Rétroviseur	134

Options d'assise

Sac à dos	135
Appui-tête avec retour latéraux et support (1427)	136
Appui-tête assise standard (1353)	137
Support d'appui tête Easy adapt	138
Appui-tête réglable en largeur (1432)	139
(Trunk support EasyAdapt)	140
(Trunk support, multi adjustable)	141

Autres options et accessoires

Porte bagage et glissières	142
Kit de fixation porte bagage	143
(Caneholder)	144
(Caneholder for Easy Adapt Seat)	145
(Caneholder for Recaro Seat)	146
(Fender for Castors)	147
Garde boue Storm ==>04/01/11	148
Garde-boue X-Plore et Storm 05/01/11==>	149
Tablettes	150
Compteur, support et protection de manipulateur	151
Support capteur de compteur	152
(Hour Counter)	153
Pochette KCLICKfix	154
Support pochette KCLICKfix	155
(Bag)	156
(Toolkit)	157



Non commercialisé

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1419316	Manuel utilisation console programmation Allemand		1
1	1419317	Manuel utilisation console programmation en Anglais		1

Retrofit assise Récaro 12V/24V

1420495X.iso

	 		 	
Storm4	O	O	P	P
G50	O	O	P	special
FDX	O	O	P	special
Typhoon	O	P	O	O
Typhoon II	O	P	O	O
Zephyr	O	P	O	O
Tornado	O	P	O	O
Storm3	O	P	O	O

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	-	(For further information please contact your customer service.)		1

Manuel d'utilisation Storm4

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
EN	1529686	Manuel utilisateur Storm 4 Anglais		1
DE	1529687	Manuel utilisateur Storm 4 Allemand		1
FR	1529688	Manuel utilisateur Storm 4 Français		1
IT	1529689	Manuel utilisateur Storm 4 Italien		1
ES	1529690	Manuel utilisateur Storm 4 Espagnol		1
NL	1529700	Manuel utilisateur Storm 4 Hollandais		1
SV	1529701	Manuel utilisateur Storm 4 Suedois		1
FI	1529702	Manuel utilisateur Storm 4 Finlandais		1
NO	1529703	Manuel utilisateur Storm 4 Norvégien		1
DA	1529704	Manuel utilisateur Storm 4 Danois		1
CS	1532570	(User Manual Storm4 Czech)		1
PL	1532571	(User Manual Storm4 Polish)		1
SL	1532634	(User Manual Storm4 Slovenian)		1
LT	1532635	(User Manual Storm4 Lithuanian)		1
ET	SP1543013	(User Manual Storm4 Estonian)		1
RU	SP1549066	(User Manual Storm4 Russian)		1

Manuel d'utilisation Rem550

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
HE עברית		

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DA	1528088	Manuel d'utilisation REM550 Danois		1
DE	1528089	Manuel d'utilisation REM550 Allemand		1
EN	1528090	(User Manual REM550 English)		1
ES	1528091	Manuel d'utilisation REM550 Espagnol		1
FI	1528092	Manuel d'utilisation REM550 Finois		1
FR	1528093	Manuel d'utilisation REM550 Français		1
IT	1528094	Manuel d'utilisation REM550 Italien		1
NL	1528095	Manuel d'utilisation REM550 Dutch		1
NO	1528096	Manuel d'utilisation REM550 Norsk		1
PT	1528097	Manuel d'utilisation REM550 Portugais		1
SV	1528098	Manuel d'utilisation REM550 Suédois		1
HR	SP1533279	(User Manual REM550 Croatian)		1
CS	SP1533280	(User Manual REM551 Czech)		1
ET	SP1533281	(User Manual REM552 Estonian)		1
HU	SP1533282	(User Manual REM553 Hungarian)		1
LT	SP1533283	(User Manual REM554 Lithuanian)		1
PL	SP1533284	(User Manual REM555 Polish)		1
SL	SP1533285	(User Manual REM556 Slovenian)		1

Manuel d'utilisation Rem24SD

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DE	1436142	Manuel d'utilisation REM 24SD Allemand		1
FR	1436143	Manuel d'utilisation REM 24SD Français		1
EN	1436144	Manuel d'utilisation REM 24SD Anglais		1
SV	1436145	Manuel d'utilisation REM 24SD Danois		1
DA	1436146	Manuel d'utilisation REM 24SD Hollandais		1
NO	1436147	Manuel d'utilisation REM 24SD Finlandais		1
NL	1436148	Manuel d'utilisation REM 24SD Espagnol		1
ES	1436149	Manuel d'utilisation REM 24SD Norvégien		1
PT	1436150	Manuel d'utilisation REM 24SD Suédois		1
IT	1436385	Manuel d'utilisation REM 24SD Italien		1
FI	1436386	Manuel d'utilisation REM 24SD Portugais		1
HR	SP1533251	Manuel d'utilisation REM24SD Croate		1
CS	SP1533252	Manuel d'utilisation REM24SD Tchèque		1
ET	SP1533253	Manuel d'utilisation REM24SD Estonien		1
HU	SP1533254	Manuel d'utilisation REM24SD Hongrois		1
LT	SP1533255	Manuel d'utilisation REM24SD Lithuanien		1
PL	SP1533256	Manuel d'utilisation REM24SD Polonais		1
SL	SP1533257	Manuel d'utilisation REM24SD Slovène		1

Manuel d'utilisation RemA et RemB

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DA	1529171	Manuel d'utilisation REM A & B Danois		1
DE	1529172	Manuel d'utilisation REM A & B Allemand		1
EN	1529173	Manuel d'utilisation REM A & B Anglais		1
ES	1529174	Manuel d'utilisation REM A & B Espagnol		1
FI	1529228	Manuel d'utilisation REM A & B Finlandais		1
FR	1529229	Manuel d'utilisation REM A & B Français		1
IT	1529230	Manuel d'utilisation REM A & B Italien		1
NL	1529231	Manuel d'utilisation REM A & B Hollandais		1
NO	1529232	Manuel d'utilisation REM A & B Norvégien		1
PT	1529233	Manuel d'utilisation REM A & B Portugais		1
SV	1529234	Manuel d'utilisation REM A & B Suédois		1
HR	SP1533258	(User Manual REM A & B Croatian)		1
CS	SP1533259	(User Manual REM A & B Czech)		1
ET	SP1533265	(User Manual REM A & B Estonian)		1
HU	SP1533266	(User Manual REM A & B Hungarian)		1
LT	SP1533267	(User Manual REM A & B Lithuanian)		1
PL	SP1533268	(User Manual REM A & B Polish)		1
SL	SP1533269	(User Manual REM A & B Slovenian)		1
RO	SP1533270	(User Manual REM A & B Romanian)		1

Non commercialisé

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
EN	1523674	Manuel d'utilisation G90 Anglais		1

Manuel d'utilisation G91

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DE	1536441	(User Manual G91 German)		1
DA	1537929	(User Manual G91 Danish)		1
NL	1537930	(User Manual G91 Dutch)		1
EN	1537931	(User Manual G91 English)		1
FI	1537932	(User Manual G91 Finnish)		1
FR	1537933	Manuel d'utilisation G91		1
IT	1537934	(User Manual G91 Italian)		1
NO	1537935	(User Manual G91 Norwegian)		1
PT	1537936	(User Manual G91 Portuguese)		1
ES	1537937	(User Manual G91 Spanish)		1
SV	1537938	(User Manual G91 Swedish)		1

Manuel d'utilisation double commande intuitive

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DE	1521480	Manuel d'utilisation double-commande Allemand		1
EN	1521481	Manuel d'utilisation double-commande Anglais		1
FR	1521482	Manuel d'utilisation double-commande Français		1
NL	1521483	Manuel d'utilisation double-commande Dutch		1
NO	1521484	Manuel d'utilisation double-commande Norvégien		1
SV	1521485	Manuel d'utilisation double-commande Suédois		1
DA	1521486	Manuel d'utilisation double-commande Danois		1
IT	1522252	Manuel d'utilisation double-commande Italien		1
PT	1522254	Manuel d'utilisation double-commande Portugais		1
ES	1522255	Manuel d'utilisation double-commande Espagnol		1

Manuel d'utilisation commande sur tablette REM41

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
HE עברית		


Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DA	SP1538022	Manuel d'utilisation REM41 Danois		1
EN	SP1538023	Manuel d'utilisation REM41 Anglais		1
ES	SP1538024	Manuel d'utilisation REM41 Espagnol		1
FR	SP1538025	Manuel d'utilisation commande sur tablette REM41 français		1
IT	SP1538026	Manuel d'utilisation REM41 Italien		1
NL	SP1538027	Manuel d'utilisation REM41 hollandais		1
NO	SP1538028	Manuel d'utilisation REM41 norvégien		1
PT	SP1538029	Manuel d'utilisation REM41 Portugais		1
SV	SP1538030	Manuel d'utilisation REM41 Suédois		1
CS	SP1538031	Manuel d'utilisation REM41 Tchèque		1
SL	SP1538032	Manuel d'utilisation REM41 Slovène		1
DE	SP1541402	Manuel d'utilisation REM41 Allemand		1

manuel d'utilisation cde occipitale DSL

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
EN	SP1555731	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 English)		1
DE	SP1555732	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 German)		1
FR	SP1555733	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 French)		1
DA	SP1555839	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Danish)		1
ES	SP1555840	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Spanish)		1
FI	SP1555841	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Finnish)		1
IT	SP1555842	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Italian)		1
NL	SP1555843	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Dutch)		1
NO	SP1555844	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Norwegian)		1
PT	SP1555845	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Portuguese)		1
SV	SP1555846	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Swedish)		1


Fixation du châssis



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530317	Axe support de bras		1
2	SP1540337	Axe support de bras (X-plore)		1
3	SP1526347	Porte bac batterie		1

Bras de chassis avant


1534968.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1527905	Bras oscillant avant droit		1
2	SP1527904	Bras oscillant avant gauche		1


Bras oscillant avant X-Plore

1537881X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1540359	Bras oscillant droit X-Plore		1
2	SP1540360	Bras oscillant gauche X-Plore		1
3	SP1540361	Support de suspension droit X-Plore		1
4	SP1541357	Support de suspension gauche X-Plore		1
5	SP1541358	Cache support de suspension droit X-Plore		1
6	SP1541359	Cache support de suspension gauche X-Plore		1
7	SPL01043	Bouchon		1

1564419-000




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1563104	(Transport fixation rear) <i>not for passenger transportation</i>		1
2	SP1528974	Accroche taxi avant <i>not for passenger transportation</i>		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1528951	Accroche taxi arrière <i>not for passenger transportation</i>		1
2	SP1528974	Accroche taxi avant <i>not for passenger transportation</i>		1

Amortisseurs arrière

1528998X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530318	Amortisseur et fixations, souple		1
1	SP1530337	Amortisseur et fixations, moyenne		1
1	SP1530338	Amortisseur et fixations, dure		1
1	SP1540343	Amortisseur arrière et fixations X-Plore		1
2	SP1530444	Kit de fixations amortisseur		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1564530	(Shock absorber, soft, cpl.)		1
1	SP1564531	(Shock absorber, middle, cpl.)		1
1	SP1564532	(Shock absorber, hard, cpl.)		1
1	SP1564636	(Shock absorber, Storm4 X-Plore, cpl.)		1
2	SP1564637	(Mounting-Kit)		1

Suspension horizontale X-plore


1540327X.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1540348	Amortisseur avant souple et fixations		1
1	SP1540349	Amortisseur avant dur et fixations		1
2	SP1540350	Kit de fixation amortisseur		1

Carénages et autocollants

1528334X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
	SP1553166	(Touch-up paint, RAL 5026 Blue)		1
	SP1553148	(Touch-up paint, RAL 9005 Black)		1
	SP1553167	(Touch-up paint, Champagne)		1
	SP1553169	(Touch-up paint, Red)		1
	SP1553168	(Touch-up paint, RAL 9016 Traffic white)		1
	SP1553210	(Touch-up paint, RAL 6003 Green)		1
	SP1553211	(Touch-up paint, RAL 9006 White aluminium)		1
1	SP1530339	Carénage avant bleu RAL 5026	→ 12.04.2012	1
1	SP1559801	(Front shroud, cpl., Blue (RAL5026))	13.04.2012 →	1
1	SP1530340	Carénage avant noir RAL 9005	→ 09.04.2012	1
1	SP1559802	(Front shroud, cpl., Black (RAL9005))	10.04.2012 →	1
1	SP1530341	Carénage avant Champagne	→ 12.04.2012	1
1	SP1559803	(Front shroud, cpl., Champagne)	13.04.2012 →	1
1	SP1530342	Carénage avant rouge	→ 12.04.2012	1
1	SP1559804	Carénage avant rouge 13/04/12==>	13.04.2012 →	1
1	SP1530343	Carénage avant blanc RAL 9016	→ 12.04.2012	1
1	SP1559805	(Front shroud, cpl., White (RAL9016))	13.04.2012 →	1
1	SP1530344	Carénage avant vert RAL 6003	→ 12.04.2012	1
1	SP1559806	(Front shroud, cpl., Green (RAL6003))	13.04.2012 →	1
2	SP1530345	Carénage central gris RAL 9006		1
3	SP1530346	Carénage arrière bleu		1
3	SP1530347	Carénage arrière noir		1
3	SP1530348	Carénage arrière champagne		1
3	SP1530427	Carénage arrière rouge		1
3	SP1530428	Carénage arrière blanc		1
3	SP1530429	Carénage arrière vert		1
4	1419274	Réflecteur rouge		1
5	1440769	Molette		1
6	0572-06266	Logo Invacare autocollant		1
7	SP1522428	Kit autocollant bleu		1
7	SP1523651	Kit autocollant noir		1

Carénages et autocollants

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
7	SP1529145	Kit autocollant champagne		1
7	SP1529393	Kit autocollant rouge		1
7	SP1529395	Kit autocollant blanc		1

Carénage équipement route


1528810X iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1528810	Carénage suspension sans équipement route gauche		1
2	SP1528811	Carénage suspension sans équipement route droit		1
3	SP1552927	(Shroud for spring bracket, with baggage carrier, without light, LH)		1
4	SP1552928	(Shroud for spring bracket, with baggage carrier, without light, RH)		1
5	SP1527836	Carénage suspension avec équipement route gauche		1
6	SP1527835	Carénage suspension avec équipement route droit		1
7	SP1552929	Carénage arrière gauche pour porte bagage et équipement route		1
8	SP1552930	Carénage arrière droit pour porte bagage et équipement route		1
9	SP1528627	Non commercialisé		1
10	SP1528626	Non commercialisé		1

Anti-bascule


1428929.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530555	Kit roue antibasculage diam 50		1
2	SP1530556	Kit roue anti-basculage diam 60		1

Anti-bascule pour moteur SSD


1533673X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1555703	Kit roulette anti bascule dia 50		1
2	SP1555704	Kit roulette anti bascule dia 80		1

Anti-bascule escamotable

1552985X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1552420	Roulette anti bascule escamotable, 1 coté sans axe à démontage rapide		1
2	SP1550631	Axe démontage rapide Storm4		1
3	SP1556002	Roulette diamètre 80 Storm4		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	SP1529390	Cable de capteur	→ 14.05.2012	1
-	SP1555994	Cable de capteur	15.05.2012 →	1
-	SP1568362	(Mounting kit for seatbracket)	→ 15.05.2012	1
-	SP1568361	(Mounting kit for seatbracket)	15.05.2012 →	1
1	SP1530459	Colonne électrique complète	→ 14.05.2012	1
1	SP1556263	Colonne électrique complète	15.05.2012 →	1
2	SP1548536	Colonne hauteur fixe réglable de 45 à 48 cm		1


colonne d'assise / lift X-plore



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	SP1529390	Cable de capteur		1
1	SP1530459	Colonne électrique complète		1
2	SP1548536	Colonne hauteur fixe réglable de 45 à 48 cm		1

Réhausseur d'assise


1560782.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1540334	Kit de réglage hauteur d'assise	→ 19.04.2012	1
1	SP1556447	(Seatheightadapter cpl.)	20.04.2012 → 14.05.2012	1
1	SP1555071	(Seatheightadapter cpl.)	15.05.2012 →	1


Réhausseur d'assise X-plore

1540334X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1540334	Kit de réglage hauteur d'assise	→ 19.04.2012	1
1	SP1556447	(Seatheightadapter cpl.)	20.04.2012 →	1

Inclinaison d'assise électrique




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	SP1529529	Capteur d'angle		1
-	SP1529390	Cable de capteur		1
-	SP1533209	Bielette pour fauteuil sans inclinaison d'assise		1
1	SP1568271	(Tilt carrier with tiltmechanism)		1
2	SP1537803	Kit de fixation inclinaison d'assise		1
3	SP1532480	Vérin d'inclinaison d'assise et fixations		1
4	SP1532481	Kit de fixation vérin d'assise		1

1586270.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	SP1529529	Capteur d'angle		1
-	SP1529390	Cable de capteur		1
-	SP1533209	Bielle pour fauteuil sans inclinaison d'assise		1
1	SP1551991	(Tilt carrier)		1
2	SP1559711	(Tiltmechanism, cpl.)		1
3	SP1532480	Vérin d'inclinaison d'assise et fixations		1
4	SP1532481	Kit de fixation vérin d'assise		1

Inclinaison d'assise manuelle ==> 17/03/11



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1524346	Support vérin d'assise mécanisme d'inclinaison		1
2	SP1532482	Kit inclinaison manuelle de l'assise		1
3	SP1532483	Kit de fixation d'inclinaison manuelle de l'assise		1


Inclinaison d'assise manuelle 18/03/11 ==>



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1524346	Support vérin d'assise mécanisme d'inclinaison	→ 19.04.2012	1
1	SP1551991	(Tilt carrier)	20.04.2012 →	1
2	SP1537803	Kit de fixation inclinaison d'assise	→ 19.04.2012	1
2	SP1559711	(Tiltmechanism, cpl.)	20.04.2012 →	1
3	SP1551009	Kit de fixation		1
4	SP1551010	Vis d'inclinaison d'assise		1

Supports de plaque d'assise


1524555X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1536856	Base de plaque d'assise Récaro		1
2	SP1542967	Base pour assise Easy Adapt		1
3	SP1542966	Base pour assise Recaro		1


Plaques d'assises

1528437X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530486	Plaque d'assise courte 410mm à 430mm, gauche		1
2	SP1530487	Plaque d'assise courte 410mm a 430mm, droite		1
1	SP1530488	Plaque d'assise moyenne 460mm, gauche		1
2	SP1530489	Plaque d'assise moyenne 460mm, droite		1
1	SP1530490	Plaque d'assise longue 510mm, gauche		1
2	SP1530491	Plaque d'assise longue 510mm, droite		1
3	SP1530492	Plaques de liaison		1
4	SP1530519	Plaque d'assise Recaro		1
5	SP1524647	(Seatplate Arne Jensen 38cm)		1
5	SP1524643	(Seatplate Arne Jensen 45cm)		1
5	SP1524646	(Seatplate Arne Jensen 50cm)		1


1563173.00



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1563052	(Adapter Kit for Universal Seat)		1

Coussins d'assises

FLB17_18X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SPFLB15/16	Coussin d'assise Easy-adapt SB38 x ST41cm nylon noir		1
2	SPFLB15/18	Coussin d'assise Easy-Adapt SB38 x ST46cm nylon noir		1
3	SPFLB15/20	Coussin d'assise Easy-Adapt SB38 x ST51cm nylon noir		1
4	SPFLB17/16	Coussin d'assise Easy-Adapt SB43 x ST41cm nylon noir		1
5	SPFLB17/18	Coussin d'assise Easy-Adapt SB43 x ST46cm nylon noir		1
6	SPFLB17/20	Coussin d'assise Easy-Adapt SB43 x ST51cm nylon noir		1
7	SPFLB19/16	Coussin d'assise Easy-Adapt SB48 x ST41cm nylon noir		1
8	SPFLB19/18	Coussin d'assise Easy-Adapt SB48 x ST46cm nylon noir		1
9	SPFLB19/20	Coussin d'assise Easy-Adapt SB48 x ST51cm nylon noir		1
10	SPFCB21/17	Coussin d'assise Easy-Adapt SB53 x ST43cm nylon noir		1
11	SPFCB21/18	Coussin d'assise Easy-Adapt SB53 x ST46cm nylon noir		1
12	SPFCB21/20	Coussin d'assise Easy-Adapt SB53 x ST51cm nylon noir		1
13	SP1525250-0232	Coussin d'assise Easy-Adapt SB38 x ST41cm dartex gris		1
14	SP1525252-0232	Coussin d'assise Easy-Adapt SB38 x ST46cm dartex gris		1
15	SP1525253-0232	Coussin d'assise Easy-Adapt SB38 x ST51cm dartex gris		1
16	SP1525254-0232	Coussin d'assise Easy-Adapt SB43 x ST41cm dartex gris		1
17	SP1525255-0232	Coussin d'assise Easy-Adapt SB43 x ST46cm dartex gris		1
18	SP1525256-0232	Coussin d'assise Easy-Adapt SB43 x ST51cm dartex gris		1
19	SP1525257-0232	Coussin d'assise Easy-Adapt SB48 x ST41cm dartex gris		1
20	SP1525258-0232	Coussin d'assise Easy-Adapt SB48 x ST46cm dartex gris		1
21	SP1525259-0232	Coussin d'assise Easy-Adapt SB48 x ST51cm dartex gris		1
22	SP1525260-0232	Coussin d'assise Easy-Adapt SB53 x ST43cm dartex gris		1
23	SP1525261-0232	Coussin d'assise Easy-Adapt SB53 x ST46cm dartex gris		1
24	SP1525262-0232	Coussin d'assise Easy-Adapt SB53 x ST51cm dartex gris		1
25	SP1525250-0237	Coussin d'assise Easy-Adapt SB38 x ST41cm velour gris		1
26	SP1525252-0237	Coussin d'assise Easy-Adapt SB38 x ST46cm velour gris		1
27	SP1525253-0237	Coussin d'assise Easy-Adapt SB38 x ST51cm velour gris		1
28	SP1525254-0237	Coussin d'assise Easy-Adapt SB43 x ST41cm velour gris		1
29	SP1525255-0237	Coussin d'assise Easy-Adapt SB43 x ST46cm velour gris		1
30	SP1525256-0237	Coussin d'assise Easy-Adapt SB43 x ST51cm velour gris		1
31	SP1525257-0237	Coussin d'assise Easy-Adapt SB48 x ST41cm velour gris		1

Coussins d'assises

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
32	SP1525258-0237	Coussin d'assise Easy-Adapt SB48 x ST46cm velour gris		1
33	SP1525259-0237	Coussin d'assise Easy-Adapt SB48 x ST51cm velour gris		1
34	SP1525260-0237	Coussin d'assise Easy-Adapt SB53 x ST43cm velour gris		1
35	SP1525261-0237	Coussin d'assise Easy-Adapt SB53 x ST46cm velour gris		1
36	SP1525262-0237	Coussin d'assise Easy-Adapt SB53 x ST51cm velour gris		1
37	SP1529546	Coussin d'assise Easy-Adapt SB38 x ST41cm Extra LK		1
38	SP1529547	Coussin d'assise Easy-Adapt SB38 x ST46cm Extra LK		1
39	SP1529548	Coussin d'assise Easy-Adapt SB38 x ST51cm Extra LK		1
40	SP1529549	Coussin d'assise Easy-Adapt SB43 x ST41cm Extra LK		1
41	SP1529550	Coussin d'assise Easy-Adapt SB43 x ST46cm Extra LK		1
42	SP1529551	Coussin d'assise Easy-Adapt SB43 x ST51cm Extra LK		1
43	SP1529552	Coussin d'assise Easy-Adapt SB48 x ST41cm Extra LK		1
44	SP1529553	Coussin d'assise Easy-Adapt SB48 x ST46cm Extra LK		1
45	SP1529554	Coussin d'assise Easy-Adapt SB48 x ST51cm Extra LK		1
46	SP1529555	Coussin d'assise Easy-Adapt SB53 x ST43cm Extra LK		1
47	SP1529556	Coussin d'assise Easy-Adapt SB53 x ST46cm Extra LK		1
48	SP1529570	Coussin d'assise Easy-Adapt SB53 x ST51cm Extra LK		1
49	1420460	Coussin d'assise standard, profondeur 41 cm		1
50	1420461	Coussin d'assise standard, profondeur 46 cm		1
51	1420462	Coussin d'assise standard, profondeur 51 cm		1
52	SP1531760	Coussin d'assise 40x45cm (16" x 18") pour PB et Full Back		1
53	SP1531761	Coussin d'assise 45x45cm (18" x 18") pour PB et Full Back		1
54	SP1532058	Coussin d'assise Onyx 40x40cm (16"x16")		1
55	SP1534080	Coussin d'assise Onyx 40x45cm (16"x18")		1
56	SP1532059	Coussin d'assise Onyx 45x40cm (18"x16")		1
57	SP1532060	Coussin d'assise Onyx 45x45cm (18"x18")		1
58	SP1534136	Coussin d'assise Onyx 51x40cm (20"x16")		1
59	SP1534199	Coussin d'assise Onyx 51x45cm (20"x18")		1


Assise Recaro

1422546.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
i	-	(Recaro Mobility 24V is no longer available. Please pay attention to the change list!)		1
i	-	Retrofit assise Récaro 12V/24V		1
	F367002	Ceinture de sécurité velcro pour siège Recaro		1
	Z163001A	Ceinture de sécurité, assise Recaro		1
	SP1423173	Kit fixation siège Recaro		1
1	SP1552597	Assise Récaro dossier électrique		1
1	SP1422546	Siège Recaro n-joy + kit fixation		1
2	N89999	Appui-tête sport nardo		1
3	SP1423177	Support pour poignée à pousser pour Recaro complet		1
4	1435421	Poignée plastique noire Ø22 "Invacare"		1
5	SP1552596	(Backrest, Recaro Mobility, 12v, cpl.) <i>Recaro Mobility 24V is no longer available. Please pay attention to the compatibility chart!</i>		1
5	SP1552781	(Backrest Recaro Mobility, mechanic)		1
6	SP1419207	Pièces détachées Récaro Mobility		1


Non commercialisé



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1419632	Coussin assise positive, largeur 38		1
2	5313953	Coussin assise positive largeur 45 noir		1
3	5314038	Coussin assise positive largeur 50 noir		1
4	1419633	Coussin de siège negative largeur 38 noir		1
5	5313958	Coussin assise négative largeur 45 noir		1
6	5314041	Coussin assise négative largeur 50 noir		1
7	1419634	Coussin de siège paraplegique largeur 38 noir		1
8	5313962	Coussin assise paraplégique largeur 45 noir		1
9	5314044	Coussin assise paraplégique largeur 50 noir		1


Dossier réglable en tension easy adapt

1533409X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1531825	Dossier réglable en tension cplt largeur 43		1
1	SP1533409	Dossier réglable en tension cplt largeur 53		1
2	SP1531830	Toile de dossier sup. largeur 43		1
2	SP1533405	Toile de dossier sup. largeur 53		1
3	SP1537258	Sangles réglable en tension largeur 43		1
3	SP1537296	Sangles réglable en tension largeur 53		1
4	SP1537297	Support de dossier largeur 43		1
4	SP1537298	Support de dossier largeur 53		1

Inclinaison du dossier




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-		Accoudoirs parallèles		1
-	SP1529390	Cable de capteur		1
-	SP1529529	Capteur d'angle		1
1	SP1527126	Dossier électrique assise std complet		1
2	SP1528947	Dossier inclinable manuellement, poignée à droite		1
2	SP1528948	Dossier inclinable manuellement, poignée à gauche		1
3	SP1536037	Dossier électrique pour accoudoirs parallèles, complet		1
4	SP1537377	Dossier inclinable manuellement pour accoudoirs parallèles, poignée à droite		1
4	SP1537378	Dossier inclinable manuellement pour accoudoirs parallèles, poignée à gauche		1
5	1548506	**Non Vendu en France**		1
5	SP1526445	Cable contacteur d'arrêt		1
6	SP1530520	Moteur d'inclinaison de dossier		1
7	SP1420483	Molette		1
8	SP1421696	Catadioptré		1
9	SP1450234	Came support de dossier, paire		1
10	SP1423211	Came support de dossier, paire		1
11	SP1535255	Kit bielle de compensation		1
12	SP1537863	Bielle avec rotules		1
13	SP1532897	Plaque de fixation de dossier		1
14	SP1516962	Axe moteur dossier électrique		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1536036	Accoudoir parallèle gauche, manchette courte		1
1	SP1536100	Accoudoir parallèle gauche, manchette longue		1
2	SP1536035	Accoudoir parallèle droit, manchette courte		1
2	SP1536099	Accoudoir parallèle droit, manchette longue		1
3	SP1443004	Appui-bras gauche		1
3	SP1528846	Manchette d'accoudoir longue(+ 5 cm) gauche		1
4	SP1449043	Appui-bras droit		1
4	SP1528845	Manchette d'accoudoir longue(+ 5 cm) droite		1
5	SP1535504	Poignée de réglage M8x30		1
6	SP1535244	Support de manchettes d'accoudoirs		1

Coffre de dossier Easy Adapt



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1528487	Capot de protection dossier électrique Easy Adapt		1
2	SP1537706	Capot de protection dossier électrique Easy Adapt, pour accoudoirs parallèles		1

Laguna		Matrix Posture Back		Matrix Elite Full Back		Onyx	
							
							
1	38cm	17	40cm	23	40cm	26	40cm
2	43cm	18	40cm	24	43cm	27	40cm
3	48cm	19	43cm	25	50cm	28	43cm
4	53cm	20	43cm		50cm	29	43cm
		21	45cm			30	45cm
5	38cm	22	45cm			31	45cm
6	43cm					32	48cm
7	48cm					33	48cm
8	53cm						
9	38cm						
10	43cm						
11	48cm						
12	53cm						
13	38cm						
14	43cm						
15	48cm						
16	53cm						


Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1435798	Coussin de dossier Laguna velour gris 44 cm		1
2	1444339	Coussin de dossier Laguna velour gris 39 cm		1
3	1444340	Coussin de dossier Laguna velour gris 48 cm		1
4	1444341	Coussin de dossier Laguna velour gris 53 cm		1
5	1427118	Coussin de dossier laguna 372x550 Dartex		1
6	1427119	Coussin de dossier laguna SW45,5 cm Dartex, largeur 44		1
7	1427120	Coussin de dossier laguna SW505 Dartex, largeur 49		1
8	1427121	Coussin de dossier laguna Dartex 53 cm		1
9	SP1529585	Coussin de dossier EasyAdapt, noir, SW38)		1
10	SP1529586	Coussin de dossier EasyAdapt, noir, SW43)		1
11	SP1529587	Coussin de dossier EasyAdapt, noir, SW48)		1
12	SP1529596	Coussin de dossier EasyAdapt, noir, SW53)		1
13	SP1529538	Coussin de dossier EasyAdapt, Extra LK, SW38)		1
14	SP1529539	Coussin de dossier EasyAdapt, Extra LK, SW43)		1
15	SP1529540	Coussin de dossier EasyAdapt, Extra LK, SW48)		1
16	SP1529545	Coussin de dossier EasyAdapt, Extra LK, SW53)		1
17	SP1531762	Coussin de dossier MatrX PB 40x40cm (16" x 16")		1
18	SP1531763	Coussin de dossier MatrX PB 40x50cm (16" x 20")		1
19	SP1531792	Coussin de dossier MatrX PB 43x40cm (17" x 16")		1
20	SP1531793	Coussin de dossier MatrX PB 43x50cm (17" x 20")		1
21	SP1531822	Coussin de dossier MatrX PB 45x40cm (18" x 16")		1
22	SP1531823	Coussin de dossier MatrX PB 45x50cm (18" x 20")		1
23	SP1531824	Coussin de dossier 40x50cm (16" x 20")		1
24	SP1531831	Coussin de dossier 43x50cm (17" x 20")		1
25	SP1531832	Coussin de dossier 45x50cm (18" x 20")		1
26	SP1532061	Coussins det plaque de dossier Onyx 40x50cm (16"x20")		1
27	SP1532062	Coussin et plaque de dossier Onyx 40x63cm (16"x25")		1
28	SP1532064	Coussin et plaque de dossier Onyx 43x50cm (17"x20")		1
29	SP1532065	Coussin et plaque de dossier Onyx 43x63cm (17"x25")		1
30	SP1532118	Coussin et plaque de dossier Onyx 45x50cm (18"x20")		1
31	SP1532194	Coussins et plaque de dossier Onyx 45x63cm (18"x25")		1

Coussins de dossier

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
32	SP1532211	Coussin et plaque de dossier Onyx 48x50cm (19"x20")		1
33	SP1532212	Coussin et plaque de dossier Onyx 48x63cm (19"x25")		1

Plaque de dossier Easy Adapt


1528949X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530525	Plaque Easy adapt centrale		1
2	SP1530526	Plaque Easy adapt droite		1
3	SP1530527	Plaque Easy adapt gauche		1

Dossier standard

1526951X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1422062	Sangles réglables en tension hauteur 48 cm		1
1	1422063	Sangles réglables en tension hauteur 54		1
2	SP1419996	Cadre de dossier hauteur 48 cm		1
2	SP1420465	Cadre de dossier hauteur 54 cm		1
3	SP1530528	Support de dossier standard		1
4	SP1420444	Molette M8		1

Arne Jensen Sitze.dwa

Poignées de poussée


1441556X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1441553	Non commercialisé		1
2	SP1529001	Poignée de poussée Easy adapt		1

Montant de dossier universel


1531052X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1531052	Montant de dossier universel		1

Support repose-pied/jambe 07/2005==>


1449734.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
	SP1531071	Support repose-jambe électrique droit coussin 5 cm		1
	SP1531073	Support repose-jambe électrique droit coussin 8 cm		1
	SP1531072	Support repose-jambe électrique gauche coussin 5 cm		1
	SP1531082	Support repose-jambe électrique gauche coussin 8 cm		1
1	SP1449732	Fixation repose-jambe manuel droit 5cm		1
1	SP1449736	Fixation repose-jambe manuel droit 8 cm (coussin visco, vicair)		1
2	SP1449733	Support de repose-pieds/repose-jambe manuel gauche 5 cm		1
2	SP1449737	Support de repose-pieds/repose-jambe manuel gauche 8 cm (coussin visco, vicair)		1
3	SP1530795	Cable d'alimentation des repose jambes électrique 1000 mm		1

Repose-jambe central manuel (0556)


1529387X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1529387	Repose-jambe central manuel complet		1
2	1436070	Plaque repose-jambes d cpl + support		1
3	1436069	Plaque repose-jambes g cpl + support		1

Repose-jambe central électrique (0557)

1529388X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1529388	Repose-jambe central électrique central		1
2	1436076	Coussin et fixations gauche repose-jambe central		1
3	1440594	Coussin et fixations droit, repose-jambe central		1
4	1440593	Ressort Pneumatique		1
5	SP1440600	Vérin 90°, inclinaison d'assise à 0°		1

Repose-jambe manuel de 0° à 80° (0533)

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1527492	Repose jambe Vari A droit		1
1	SP1527498	Repose jambe Vari A gauche		1
2	SP1434955	Coque de repose-pieds/repose-jambes		1
3	L34011	Molette de serrage femelle M8		1
4	SP1450446	Support de coussin appui-mollet droit		1
4	SP1450447	Support de coussin appui-mollet gauche		1
5	6301333	Coussin appui-mollet		1

Potence repose-pieds type Storm3 (0503)


144934 / X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1449347	Partie supérieure de repose-pieds gauche		1
1	SP1449346	Partie supérieure de repose-pieds droit		1
2	SP1434955	Coque de repose-pieds/repose-jambes		1
3	1434956	Système mécanique pour repose jambe manuel		1
4	SPZ173178	Ressort		1


Repose-jambe ergonomique manuel (0532)

1449409X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	6301333	Coussin appui-mollet		1
2	SP1450447	Support de coussin appui-mollet gauche		1
2	SP1450446	Support de coussin appui-mollet droit		1
3	SPZ173178	Ressort		1
4	SPZ174134	Cylindre et goupilles		1
5	SP1450410	Rembourrage genou gauche		1
6	SP1450448	Rembourrage genou droit		1
7	SP1449293	Coque de repose-pieds/repose-jambes ergonomique apres 06/2005		1
8	SPZ174130	Kit de réglage en inclinaison		1
9	SPN12196	Ressort		1
10	SP1006490	Cache de levier de déclenchement		1
11	SP1449410	Repose-jambe manuel ergonomique droit		1
11	SP1449409	Repose-jambe manuel ergonomique gauche		1

Repose-jambes ergonomique électrique (0531)




1449407X.dwg

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	6301333	Coussin appui-mollet		1
2	SP1450447	Support de coussin appui-mollet gauche		1
2	SP1450446	Support de coussin appui-mollet droit		1
3	SPZ173178	Ressort		1
4	SPZ174134	Cylindre et goupilles		1
5	SP1450448	Rembourrage genou droit		1
6	SP1450410	Rembourrage genou gauche		1
7	SP1449293	Coque de repose-pieds/repose-jambes ergonomique apres 06/2005		1
8	SPZ151006	Vérin électrique		1
9	SPN12196	Ressort		1
10	SP1449408	Repose-jambe droit ergonomique électrique		1
10	SP1449407	Repose-jambe gauche ergonomique électrique		1


Palette et tube repose-pieds fixe type Storm3 (0512)

1529644X.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1541575	Palette et tube gauche complet		1
2	SP1541574	Palette et tube droit complet		1
3	SP1529645	Palette fixe NG G 199mm (SW43-45,5)		1
4	SP1529644	Palette fixe NG D 199mm (SW43-45,5)		1
5	SP1543045	Tube de palette		1
6	SP1442467	Sangle Appui Talon		1


Palette et tube repose-pieds réglable en inclinaison type Storm3



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1541580	Palette réglable en angle gauche		1
2	SP1541579	Palette réglable en angle droite		1
3	SP1529645	Palette fixe NG G 199mm (SW43-45,5)		1
4	SP1529644	Palette fixe NG D 199mm (SW43-45,5)		1
5	SP1423204	Tube de palette réglable en angle, gauche		1
6	SP1423203	Tube de palette réglable en angle, droit		1
7	SP1442467	Sangle Appui Talon		1


Palettes repose-jambe central

1440290X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1440442	Support palettes repose-jambe central court		1
1	SP1440443	Support palettes repose-jambe central moyen		1
1	SP1440444	Support palettes repose-jambe central long		1
2	SPF00002	Kit de fixation de dossier		1
3	SP1440517	Insert filleté		1
4	SP1440290	Partie inférieure repose-jambe central court 32-38 cm complet		1
4	SP1440291	Partie inférieure repose-jambe central moyen 38-44 cm complet		1
4	SP1440292	Partie inférieure repose-jambe central long 44-50 cm complet		1
5	SP1546720	Revêtement palette monobloc		1


Palette et tube repose-pieds (0504/0513)



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1421662	Repose-pieds fixe droit		1
1	SP1421663	Repose-pieds fixe gauche		1
2	SP1421664	Repose-pieds réglable en angle, droit		1
2	SP1421665	Repose-pieds réglable en angle, gauche		1
3	SP1419344	Repose-pieds réglable en angle et en prof., gauche		1
3	SP1419345	Repose-pieds réglable en angle et en prof., droit		1
4	SP1423156	Palette monobloc		1
4	SP1533540	Palette monobloc pour assise largeur 53		1

Accoudoirs assise Flex/Contour/easy adapt


1421692X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1436533	Accoudoir D Cpl St 41Cm 340Mm Sb 39Cm		1
1	SP1436535	Accoudoir D Cpl St 41Cm 380Mm Sb 39Cm		1
2	SP1436534	Accoudoir G Cpl St 41Cm 340Mm Sb 39Cm		1
2	SP1436536	Accoudoir G Cpl St 41Cm 380Mm Sb 39Cm		1
3	SP1421692	Accoudoir std/flex/Contour haut.38 cm larg.>39cm droite		1
3	SP1421694	Accoudoir std/flex/Contour haut.38 cm larg.>39cm gauche		1
4	SP1421693	Accoudoir std/flex/Contour haut.34 cm larg.>39cm droite		1
4	SP1421695	Accoudoir std/flex/Contour haut.34 cm larg.>39 cm gauche		1
5	SP1449043	Appui-bras droit		1
5	SP1443004	Appui-bras gauche		1
5	SP1528845	Manchette d'accoudoir longue(+ 5 cm) droite		1
5	SP1528846	Manchette d'accoudoir longue(+ 5 cm) gauche		1
6	SP1510856	Support de manchette d'accoudoir droit <i>For chairs bevor 01/01/09 also order a new armpad.</i>		1
6	SP1510857	Support de manchette d'accoudoir gauche <i>For chairs bevor 01/01/09 also order a new armpad.</i>		1
7	SP1423223	Support d'accoudoir droit pour largeur d'assise > 39 cm		1
7	SP1423225	Support d'accoudoir gauche pour largeur d'assise > 39 cm		1
8	SP1420471	Plaque d'accoudoir		1
9	SP1428078	Plaque d'accoudoir		1

Protège-vêtement accoudoirs parallèles

1425860X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1426303	Protège-vêtement accoudoir parallèles		1
2	SP1442549	Support réglable en largeur accoudoir gauche		1
3	SP1442550	Support réglable en largeur accoudoir droit		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1419657	Parties latérales arme Jensen lent 300 mm droite		1
2	1419658	Parties latérales arme jensen longueur 300 mm gauche		1
3	1419659	Parties latérales arme jensen longueur 350 mm droite		1
4	1419660	Parties latérales arme jensen longueur 350 mm gauche		1
5	1419661	Parties latérales arme jensen longueur 400mm droite		1
6	1419662	Parties latérales arme jensen longueur 400 mm gauche		1
7	1419647	Parties latérales arme jensen longueur 300 mm droite		1
8	1419648	Parties latérales arme jensen longueur 300 mm gauche		1
9	5314011	Parties latérales arme jensen longueur 350 mm droit		1
10	5314010S	Appui bras gauche 35 cm accoudoirs parallèles		1
11	5314011L	Parties latérales arme jensen longueur 400 mm droit		1
12	5314010	Parties latérales arme jensen longueur 400 mm gauche		1

Roues avant

1419256.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1418531	Roue 3.00-6, pneumatique, grise		1
1	SP1422932	Roue 3.00-6, anti-crevaison, grise		1
1	SP1430231	Roue bandage gris 300 X 6, grise		1
2	SP1423182	Kit roulement entretoise roue 6"		1
3	1415175	Chambre à air 3.00 X 6 90° tr 87		1
3	SP1557438	Chambre à air anti-crevaison 3.00 * 6 90° tr 87		1
4	1418532	Enveloppe 3.00-6 grise		1
4	1430229	Bandage 300 X 6 gris		1
5	SP1423181	Jante 6" complète		1

Fourche avant


Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530529	Kit de roulement		1
2	SP1552926	Fourche droite <i>we recommend to exchange the front forks by pairs for products built before 15.7.11, because of new design.</i>		1
2	SP1552920	Fourche gauche <i>we recommend to exchange the front forks by pairs for products built before 15.7.11, because of new design.</i>		1
3	SP1530554	Kit de fixation de roue		1

Roues arrière Trelleborg, large

1421832X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1421800	Roue arrière pneumatique crampon Trelleborg		1
1	SP1421832	Roue arrière pneumatique anti-crevaison crampon, Trelleborg		1
2	SP1423184	Jeu de montage jante 8" complet		1
3	M12016	Chambre à air 3.00-8		1
4	M11968	Enveloppe 3.00/8 crampon gris (trelleborg)		1
5	1509054-0002	Moyeu		1
5	SP1541458	Moyeu moteur SSD		1

Roue arrière 14" (0750/0711)

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1532414	Roue arrière grise pneumatique		1
1	SP1532415	Roue pneu anti crevaison gris		1
1	SP1532416	Roue arrière bandage		1
2	SP1541373	Kit jante arrière fine grise		1
3	SP1141342	Bandage 14"		1
3	SP1522940	Pneumatique 14"x 3"		1
4	SP1039651	Chambre à air 14"		1
4	SP1541374	Chambre à air anti-crevaison 14"		1


Moyeu 5 trous

1163728X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1163728	Moyeu moteur SSD, 5 trous		1


1528309X.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530577	Moteur 6km/h droit		1
1	SP1530578	Moteur 6km/h gauche		1
1	SP1530579	Moteur 10km/h droit		1
1	SP1530580	Moteur 10km/h gauche		1
2	SP1530581	Kit de fixation bras support moteur		1
3	SP1101725	Poignée plastique de débrayage		1
4	SP1522967	Charbon (kit comprenant 4 charbons)		1
5	SP1422808	Autocollant "push/drive"		1
6	SP1536413	Moyeu de roue complet		1
7	SP1541799	Bras oscillant droit		1
7	SP1541800	Bras oscillant gauche		1

Information moteur SSD

SSD-INFO.iss



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	-	(4-Pol Motor, 340 Watt, RH/LH, 10km/h)		1
2	-	(2-Pol Motor, 230 Watt, RH/LH, 6km/h)		1
3	-	(Gearbox, gear ratio [i] 18:1, 10km/h)		1
4	-	(Gearbox, gear ratio [i] 23:1, 6km/h)		1
5	-	(Wheel hub, 5-hole, for 14 wheels")		1
6	-	(Wheel hub, 4-hole, for 12 wheels")		1
7	-	(Rim 14")		1
8	-	(Rim 12")		1

Moteurs SSD (X-plore, Storm 05/01/11==>, Bora 1/08/11==>)

35

				L	R	L	R		L	R	
Bora/ SpectraXTR	6km/h	c	ACS/ Shark	1	2	33	34	37	48	47	45
			VR2	3	4	33	34	43	48	47	45
			R-Net	5	6	33	34	41	48	47	45
	10km/h	d	ACS/ Shark	7	8	31	32	36	48	47	45
			VR2	9	10	31	32	40	48	47	45
			R-Net	11	12	31	32	42	48	47	45
BoraHD/ Spectra XTR2HD	6km/h		ACS/ Shark	54	55	33	34	39	49	50	46
	10km/h			56	57	31	32	38	49	50	46
	6km/h		R-Net	58	59	33	34	62	49	50	46
	10km/h			60	61	31	32	63	49	50	46
FDX	6km/h		ACS/ Shark	13	14	33	34	37	48	47	45
	10km/h			15	16	31	32	38	53	53	46
Kite	6km/h		ACS/ Shark	17	18	33	34	37	48	47	45
	10km/h			19	20	31	32	36	48	47	45
Kite HD	6km/h		ACS/ Shark	21	22	33	34	39	49	50	46
	10km/h			23	24	31	32	44	49	50	46
Storm4/ Storm4 X-plore	6km/h		ACS/ Shark	25	26	34	33	39	51	52	46
	10km/h			27	28	32	31	44	51	52	46
TDX-SP	6km/h	a		25	26	34	33	44	51	52	46
	8km/h	a	ACS/ Shark	29	30	34	33	44	51	52	46
	10km/h	b		27	28	32	31	44	51	52	46
TDX-SP Narrow	6km/h		ACS/ Shark	25	26	34	33	44	51	52	46
	10km/h			27	28	32	31	44	51	52	46

a) used from 28.09.11 / b) used from 07.09.11 / c) used from 18.04.11 / d) used from 01.08.11


Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	N23004	Clavette à 6 X 6 X 40		1
1	SP1524195	Moteur gauche 2-Pol, 250W, i = 23:1, 6km/h,		1
2	SP1524194	Moteur droit 2-Pol, 250W, i = 23:1, 6km/h		1
3	SP1541408	(Propulsion, 2-Pol, 250W, i = 23:1, 6km/h, LH, cpl., VR2)		1
4	SP1541410	(Propulsion, 2-Pol, 250W, i = 23:1, 6km/h, RH, cpl., VR2)		1
5	SP1541409	(Propulsion, 2-Pol, 250W, i = 23:1, 6km/h, LH, cpl., R-net)		1
6	SP1541411	(Propulsion, 2-Pol, 250W, i = 23:1, 6km/h, RH, cpl., R-net)		1
7	SP1524197	Moteur G		1
8	SP1524196	Moteur D		1
9	SP1541404	(Propulsion, 2-Pol, 250W, i = 18:1, 10km/h, LH, cpl., VR2)		1
10	SP1541406	(Propulsion, 2-Pol, 250W, i = 18:1, 10km/h, RH, cpl., VR2)		1
11	SP1541405	(Propulsion, 2-Pol, 250W, i = 18:1, 10km/h, LH, cpl., R-net)		1
12	SP1541407	(Propulsion, 2-Pol, 250W, i = 18:1, 10km/h, RH, cpl., R-net)		1
13	SP1168983	Moto-réducteur gauche 6km/h		1
14	SP1168984	Moto-réducteur droit 6km/h		1
15	SP1168989	Moteur 4-Poles, 340W, i = 18:1, 10km/h, gauche		1
16	SP1168988	Moteur 4-Poles, 340W, i = 18:1, 10km/h, droit		1
17	SP1568147	Moteur 2-Poles, 230W, i=23:1, 6km/h, ACS, gauche		1
18	SP1568148	Moteur 2-Poles, 230W, i=23:1, 6km/h, ACS, droit		1
19	SP1568149	Moteur gauche 2-Pol, 230W, i = 18:1, 10km/h		1
20	SP1568150	Moteur droit 2-Pol, 230W, i = 18:1, 10km/h		1
21	SP1568151	(Propulsion, 4-Pol, 340W, i = 23:1, 6km/h, ACS, LH, cpl.)		1
22	SP1568152	(Propulsion, 4-Pol, 340W, i = 23:1, 6km/h, ACS, RH, cpl.)		1
23	SP1568153	Moteur SSD 10 km/h 4 pôles 340 W gauche		1
24	SP1568208	Moteur SSD 10 km/h 4 pôles 340 W droit		1
25	SP1536022	Moteur SSD gauche 6 km/h pour Storm4		1
26	SP1536021	Moteur SSD droit 6 km/h pour Storm4		1
27	SP1541366	Moteur SSD gauche 10 km/h		1
28	SP1541365	Moteur SSD droit 10 km/h		1
29	SP1170307	Moteur 8km/h gauche		1
30	SP1170306	Moteur 8km/h droit		1

Moteurs SSD (X-plore, Storm 05/01/11==>, Bora 1/08/11==>)

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
31	SP1163413	Réducteur i = 18:1		1
32	SP1163412	Réducteur i = 18:1		1
33	SP1163415	Réducteur gauche, i = 23:1		1
34	SP1163414	Réducteur droit, i = 23:1		1
35	SP1542953	Liaison moteur/réducteur		1
36	SP1163099	Moteur électrique 2 pôles 250W		1
37	SP1164046	Moteur 230W, 6km/h		1
38	SP1165863	Moteur élect. 4 pôles 340W,Cable 760 mm,ACS		1
39	SP1165865	Moteur élect. 4 pôles 250W,Cable 760 mm,ACS		1
40	SP1544840	(Motor, 250W, 10km/h, VR2)		1
41	SP1544796	(Motor, 250W, 6km/h, R-net)		1
42	SP1544841	(Motor, 250W, 10km/h, R-net)		1
43	SP1544795	(Motor, 250W, 6km/h, VR2)		1
44	SP1165863	Moteur élect. 4 pôles 340W,Cable 760 mm,ACS		1
45	SP1540358	Kit 2 charbons et 2 bouchons		1
46	SP1522967	Charbon (kit comprenant 4 charbons)		1
47	SP1168669	Levier de débrayage gauche, moteur 2 poles		1
48	SP1168668	Levier de débrayage		1
49	SP1548203	Levier de débrayage gauche, moteur 4 poles		1
50	SP1548137	Levier de débrayage droit, moteur 4 poles		1
51	SP1541560	Levier de débrayage gauche		1
52	SP1541561	Levier de débrayage droit		1
53	SP1169005	Paire de levier de débrayage		1
54	SP1552782	(Propulsion, cpl., Gear box i = 23:1, Motor, 4-pole, 340W, slow, 760mm cable)		1
55	SP1552783	(Propulsion, cpl., Gear box i = 23:1, Motor, 4-pole, 340W, slow, 760mm cable)		1
56	SP1552872	(Propulsion, cpl., Gear box i = 18:1, Motor, 4-pole, 340W, fast, 760mm cable)		1
57	SP1552873	(Propulsion, cpl., Gear box i = 18:1, Motor, 4-pole, 340W, fast, 760mm cable)		1
58	SP1552832	(Propulsion, cpl., Gear box i = 23:1, Motor, 4-pole, 340W, slow, 760mm cable, R-Net)		1
59	SP1552833	(Propulsion, cpl., Gear box i = 23:1, Motor, 4-pole, 340W, slow, 760mm cable, R-Net)		1
60	SP1552836	(Propulsion, cpl., Gear box i = 18:1, Motor, 4-pole, 340W, fast, 760mm cable, R-Net)		1
61	SP1552837	(Propulsion, cpl., Gear box i = 18:1, Motor, 4-pole, 340W, fast, 760mm cable, R-Net)		1
62	SP1562498	(Motor, 4-Pol, 340W, slow, 760mm cabel, R-Net)		1
63	SP1562499	(Motor, 4-Pol, 340W, fast, 760mm cabel, R-Net)		1


Supports moteurs X-plore et Storm 05/01/11==>

1533674X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1541363	Kit fixation pour moteur SSD		1
2	SP1541367	Kit roulements entretoises		1
3	SPL01043	Bouchon		1
4	SP1541761	Bras articulé droit		1
4	SP1541762	Bras articulé gauche		1
5	SP1533974	(Bridge)		1

(Swingarm flip up anti-tipper)



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1541363	Kit fixation pour moteur SSD		1
2	SP1552979	Support moteur pour anti-bacule escamotable droit		1
2	SP1552980	Support moteur pour anti-bacule escamotable gauche		1
3	SPL01043	Bouchon		1

1560784.iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	-	(ACS Electronic Modules)		1
2	-	(ACS Remote & Brackets)		1
3	-	(ACS Cables & Accessories)		1

(ACS Electronic Modules)


Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-		Module de puissance ACS2		1
-		Support module de puissance		1
-		Module vérin ACS2 ACT		1
-		G-track		1
-		Support G-track		1
-		Carte équipement route et support		1

Module de puissance ACS2


1524244X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	SP1555702	(Gasket kit for ACS2, Powermodule and ACT)		1
1	SP1524244	Module de puissance ACS2 DX2-PMAL		1
1	SP1537975	Module de puissance ACS2 90A pour Gyroscope (DX2-PMA90LG)		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1543129	Support module de puissance		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1528542	Module vérin ACS2,vérin ACT2		1
2	SP1529382	Module vérin ACS2,vérin ACT4		1


1537848X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1541535	G-Trac		1

Support G-track


1537974X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1541625	Support Cellule Gyroscopique G-track		1

Carte équipement route et support

1528890X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	SP1524237	Cable equipement route ACS2		1
1	SP1528890	Carte électronique équipement route		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	-	(Remote REM24SD with Brackets) [1601/1602]		1
2	-	(Remote REM A & B with Brackets) [1638/1639/1643/1644]		1
3	-	(Remote REM 550 with Brackets) [1617/1618]		1
4	-	Non commercialisé [1611]		1
5	-	(Remote G90A with Brackets) [1614/1616]		1
6	-	Manipulateur G91S et supports [1615]		1
7	-	Commande centrale Rem41 et support [1607/1608]		1
8	-	Commande au menton spéciale [1609]		1
9	-	(Remote Dual Control with Brackets) [1291/1292]		1
10	-	Double commande intuitive et supports [1645]		1

(Remote REM24SD with Brackets)




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1436541	Manipulateur Rem24SD [1601/1602]		1
2	-	Support manipulateur fixe [1601+1207/1208]		1
3	-	Support manipulateur escamotable [1601+1707/1708]		1
4	-	(Remote Bracket Attendant for Standard-/EasyAdapt-Seat) [1602+1207/1208]		1
5	-	(Remote Bracket Attendant for Recaro-Seat) [1602+1207/1208]		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1436542	Support manipulateur REM 24SD et Shark		1
2	SPS183040	Support manipulateur fixe		1
3	L31001	Vis papillon m6 X 10		1

Support manipulateur escamotable


1559852.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1498222	tige de fixation manipulateur pour support renforcé		1
2	SP1496249	Support manipulateur escamotable à gauche		1
3	SP1496248	Support manipulateur escamotable à droite		1

(Remote Bracket Attendant for Standard-/EasyAdapt-Seat)


1560837.iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1422806	Support gauche pour déplacement de manipulateur		1
2	1422810	Support droit pour déplacement de manipulateur		1
3	SP1422937	Support commande tierce personne		1
4	SP1422936	Support commande tierce personne		1
5	L31001	Vis papillon m6 X 10		1

(Remote Bracket Attendant for Recaro-Seat)

1563480.iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1422806	Support gauche pour déplacement de manipulateur		1
2	1422810	Support droit pour déplacement de manipulateur		1
3	SP1422814	Support double commande ACS, pour assise Récaro, gauche		1
4	SP1422813	Support double commande ACS, pour assise Récaro, droit		1
5	L31001	Vis papillon m6 X 10		1
6	1435421	Poignée plastique noire Ø22 "Invacare"		1

(Remote REM A & B with Brackets)

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1523440	Manipulateur Rem A [1638/1643]		1
2	SP1523445	Manipulateur Rem B [1639/1644]		1
3	-	Support manipulateur fixe [1638/1639+1207/1208]		1
4	-	Support manipulateur escamotable [1638/1639+1707/1708]		1
5	-	(Remote Bracket Attendant for Standard-/EasyAdapt-Seat) [1643/1644+1207/1208]		1
6	-	(Remote Bracket Attendant for Recaro-Seat) [1643/1644+1207/1208]		1

Support manipulateur escamotable


1559857.iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1536180	Support manipulateur avec pièce d'adaptation Rem A/B Shark		1
2	SP1496249	Support manipulateur escamotable à gauche		1
3	SP1496248	Support manipulateur escamotable à droite		1

Invacare® Storm4 | Electronique
(Remote REM 550 with Brackets)


1563647.iss



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1523444	Manipulateur Rem 550 [1617/1618]		1
2	-	Support manipulateur fixe [1617+1207/1208]		1
3	-	Support manipulateur escamotable [1617+1707/1708]		1
4	-	(Remote Bracket Attendant for Standard-/EasyAdapt-Seat) [1618+1207/1208]		1
5	-	(Remote Bracket Attendant for Recaro-Seat) [1618+1207/1208]		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1440677	(Remote REM 34) [1611]		1
2	-	(Remote Bracket Standard) [1611+1207/1208]		1
3	-	(Remote Bracket Swing away & height adjust.) [1611+1707/1708]		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1434921	Support manipulateur REM 34 standard		1
2	SPS183040	Support manipulateur fixe		1
3	L31001	Vis papillon m6 X 10		1

(Remote Bracket Swing away & height adjust.)


1560845.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1527125	**Article non vendu en France**		1
2	SP1496249	Support manipulateur escamotable à gauche		1
3	SP1496248	Support manipulateur escamotable à droite		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1504720	(Remote G90A) [1614/1616]		1
2	-	(Remote Bracket Standard) [1614+1207/1208]		1
3	-	(Remote Bracket Swing away & height adjust.) [1614+1707/1708]		1
4	-	(Remote Bracket Attendant for Standard-/EasyAdapt-Seat) [1616+1207/1208]		1
5	-	(Remote Bracket Attendant for Recaro-Seat) [1616+1207/1208]		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1504822	Tube support manipulateur G90A standard		1
2	SPS183040	Support manipulateur fixe		1
3	L31001	Vis papillon m6 X 10		1

(Remote Bracket Swing away & height adjust.)


1560310.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1517352	(Remote Holder Swing-Away)		1
2	SP1496249	Support manipulateur escamotable à gauche		1
3	SP1496248	Support manipulateur escamotable à droite		1

(Remote Bracket Attendant for Standard-/EasyAdapt-Seat)


1560853.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1509435	(Remote Bracket Attendant Control G90A LH)		1
2	SP1509439	Support manipulateur G90A tierce-personne à droite		1
3	SP1422937	Support commande tierce personne		1
4	SP1422936	Support commande tierce personne		1
5	L31001	Vis papillon m6 X 10		1

(Remote Bracket Attendant for Recaro-Seat)


1563503.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1509435	(Remote Bracket Attendant Control G90A LH)		1
2	SP1509439	Support manipulateur G90A tierce-personne à droite		1
3	SP1422814	Support double commande ACS, pour assise Récaro, gauche		1
4	SP1422813	Support double commande ACS, pour assise Récaro, droit		1
5	L31001	Vis papillon m6 X 10		1
6	1435421	Poignée plastique noire Ø22 "Invacare"		1

Manipulateur G91S et supports


1560680 iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1505187	Manipulateur G91S [1615]		1
2	-	Support manipulateur G91S [1615+1207/1208]		1

Support manipulateur G91S

1560654.iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1509718	Support manipulateur G91S		1
2	SP1509690	Support manipulateur G91S		1
3	SP1509716	Adaptateur de support G91S pour coté gauche		1
4	SP1509711	Adaptateur de support G91S pour coté droit		1
5	SP1527503	Support manipulateur fixe G91s		1
6	SP1527504	Support manipulateur réglable G91s		1



Commande au menton spéciale


Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-		Joysticks et cable commande au menton		1
-		Vérin et support commande au menton		1

Joysticks et cable commande au menton



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1448705	Double joystick et support cde au menton		1
1	1421770	(Chin control G80/G90, cpl.)		1
1	SP1544255	(Chin control G91, cpl.)		1
2	Z183282	JOYSTICK STD CABLE CDE MENTON G80(ss ball.mous.		1
3	Z183265	Embout balle mousse de poignée de joystick ACS		1
4	1442943	Mini joystick 4 contacts, commande au menton Rem24SD (7 broches)		1
4	Z183283	Commande ACS commande au menton spécial (5 broches)		1
4	SP1544250	(Switchjoystick G91, kmpl.)		1
5	SP1552294	(Switchjoystick bracket)		1
6	SP1552295	(Joystick clamp)		1
7	L32901	Levier serrage m8		1
8	SP1442944	(Harness REM24)		1
8	Z183275	CABLE&BOITIER AVERTISSEUR CDE MENTON SPECIALE		1
8	SP1541715	(Harness G91)		1


Vérin et support commande au menton



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	Z167994	KIT DE MONTAGE SUPPORT DE COMMANDE AU MENTON STD. CPL. <i>not shown</i>		1
1	SP1422943	Support commande au menton escamotage manuel horizontal à gauche		1
1	SP1422942	Support commande au menton escamotage manuel horizontal à droite		1
2	SP1422945	Support commande au menton escamotage électrique horizontal à gauche		1
2	SP1552336	Support commande au menton escamotage électrique à droite		1
5	SP1422946	Support commande au menton escamotage électrique vertical <i>not shown</i>		4
3	SP1552337	vérin de commande au menton		1
3	SP1552418	Verin de commande au menton pour escamotage vertical <i>not shown</i>		1

(Remote Dual Control with Brackets)


1563006 iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	6001425	Double commande ACS [1291/1292]		1
2	-	(Remote Bracket Dual Control for Standard-/EasyAdapt-Seat) [1291/1292]		1
3	-	(Remote Bracket Dual Control for Recaro Seat) [1291/1292]		1

(Remote Bracket Dual Control for Standard-/EasyAdapt-Seat)


1560885.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1422818	Support double commande ACS		1

(Remote Bracket Dual Control for Recaro Seat)


1563504.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1422819	Poignée de poussée et support double commande		1
2	1435421	Poignée plastique noire Ø22 "Invacare"		1

Double commande intuitive et supports

1509875X.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1509875	Double commande ACS intuitive <i>For chairs build before 01/02/10 please also order SP1537148</i>		1
2	SP1522310	Support fixe double commande intuitive		1
3	SP1521488	Support double commande escamotable		1
4	SP1510135	Manette indexage m5 X 10		1
5	SP1537148	Support fixe double commande intuitive, avant 01.02.10		1
6	SP1510990	Partie plastique supérieure double commande ACS		1
7	SP1511060	Poignée partie supérieure		1
8	SP1511099	Poignée partie inférieure		1
9	SP1510470	Boitier partie inférieure		1

(ACS Cables & Accessories)

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-		Câble bus ACS		1
-		Multiprise ACS et support		1
-		(Programming Kits)		1
-		(Magnetkey for Remotes)		1

Câble bus ACS


ACSBUSKABEL.dwg

ACS Buscable


Position	length l [mm]
1	300
2	500
3	700
4	1100
5	1700
6	2000
7	2500
8	2600
9	1060

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	GSM63003	Câble bus 30cm ACS		1
2	SPGSM63005	Câble bus 500mm ACS (Buscable ACS 500mm) <i>Replace GSM63004</i>		1
3	GSM63007	Câble de bus 70cm ACS		1
4	GSM63011	Câble bus 1,10 m ACS		1
5	1559862	Câble bus ACS 1.70m <i>Replace GSM63016</i>		1
6	GSM63020	Câble bus 2,00m <i>Replace 1419386</i>		1
7	1440424	Câble bus ACS 2,50m		1
8	GSM63026	Câble bus ACS 2,60m		1
9	SP1550402	Câble bus ACS 1,06m		1


Multiprise ACS et support



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1559812	(Holder T-Adapter ACS)	20.04.2012 →	1
1	SP1537966	Support ACS	→ 19.04.2012	1
2	SP1537967	multiprise bus, T		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1449280	(USW wizard dongle kit, EDL-USW, cpl.)		1
2	6001450	Console de programmation manuelle ACS instructions France Allemagne Espagne		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1419695	Clé magnétique avec sac		1

Batteries




	Capacity [Ah]															
	1,2	12	30	31	32	36	38	40	40	50	50	50,9	60	73,6	75	97,6
Bora/SpectraXTR								8		10						
Dragon									10				13			
Dragon Vertic													13			
FDX													13			
G50													13	14		16
Kite													13	14		
Mirage				4				8								
Mistral3				4									12			
P9000XDT					5											
Pronto M41					5											
Pronto M61					5											
Spectra Blitz								8					12			
Spectra Comfort							7									
Spectra Plus							7									
Spectra Seat Riser							7									
Storm3										10			13	14		
Storm3 True Track	1													14		
Storm3 Vertic														14		
Storm4														14		
Storm4 Max														14		
Stream										10			13			
TDX-SP														14		
TDX-SP Narrow												12				
Tiger										10			13			
Topan													13			
Tornado								8								
Typhoon													13			
Typhoon GB	1												13			
Typhoon GB	1												13			
Zephyr	1												13			
Auriga			3					8		10						
Comet														14	15	
Leo						6			9							
Lynx		2														
Meteor														14		
Orion												11				
length [mm]	97	152	197	196	211	196	210	197	198	198	198	238	259	260	260	329
width [mm]	49	99	132	132	132	130	175	168	165	166	165	140	169	171	168	171
height [mm]	51	102	180	183	183	179	175	175	171	176	170	235	178	210	223	238
weight [kg]	0,6	3,9	11,1	10,5	11	12	14,6	14,4	14,2	14	16	17,1	19,3	24,3	26	32,5

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
i	-	(Change batteries only pairwise and from the same type!)		1
1	1440386	Batterie pour débrayage électr.12v 1,2ah		1
2	1506493	Batterie agm (unité)		1
3	P50021	\$ATTERIE GEL 12 VOLT/30 AMP 4E PRENDRE 0031-06515 + BON DE GARANTIE 0032-10016		1
4	P50029	BATTERIE 12V 31AH		1
5	SP1521459	Batterie 12 V 32 Ah		1
6	1505498	Batterie 12v- 36ah		1
7	P50028	BATTERIE 40AH MK SPECTRA +		1
8	PG50988	Batterie Mk 12V / 40 Ah		1
9	SP1550692	Batterie 12V/40Ah		1
10	SP1522107	Batterie 50Ah		1
11	SP1521695	Batterie 12v/50Ah		1
12	PG50989	BATTERIE 12V 50AH		1
13	1432944	Batterie mk sldg 60ah		1
14	P50016	Batterie 70 ah		1
15	SP1522026	Batterie AGM 12V/75Ah		1
16	1478675	Batterie 97 Ah		1


Chargeur

SP51981.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	5813987	Chargeur 8A ***use SP1423696***		1
2	SPP51981	Chargeur universel 24V/8Ah, sans cable secteur		1
3	P21079	Câble d'alimentation chargeur		1
4	1443841	non commercialisé		1
5	P21080	Cable secteur chargeur, prise UK		1
6	SP1545511	Chargeur 5051 LADAC 10A pour Scooters Norvégiens		1
7	SP1553849	(Charger power cable, Isreal)		1


Batterie et chargeur



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	P52996	Bouchon de protection de pôle de batterie		1
2	SP1525580	Boitier porte fusible et fusible 80A		1
3	SP1518073	Sangle de batteries		1
4	SP1524214	Plaque support batterie		1
5	SP1524666	Cable batterie ACS2		1


non commercialisé

1528320X.jpg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1528319	(Frontlight, cpl., LH (Germany))		1
1	SP1528547	Feu avant gauche <i>not shown</i>		1
2	SP1528320	(Frontlight, cpl., RH (Germany))		1
2	SP1528548	Feu avant droit <i>not shown</i>		1
3	SP1530571	Support de feu avant gauche		1
3	SP1530570	Support de feu avant droit		1
4	SP1419271	Ampoule 24V/21W jaune		1
5	SPP31108	(Incandescent Lamp 24V/10W BA15s)		1


1528769X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530572	(Rearlight, cpl.)		1
2	SP1530574	(Lampholder back RH)		1
3	SP1530573	(Lampholder back LH)		1
4	SP1419271	Ampoule 24V/21W jaune		1
5	P31191	Ampoule 24 v / 5 w (sofite)		1

Equipement route avant


1527957X.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	SP1541654	Câble équipement route avant		1
1	SP1527958	Phare avant avec support gauche		1
2	SP1527957	Phare avant avec support droit		1
3	SP1560611	Support de feu avant Led		1
4	SP1562245	(Frontlight bracket RH)		1


Equipement route arrière

15Z914/X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	SP1529712	Cable équipement route arrière		1
1	SP1530287	Clignottant arrière		1
2	SP1530288	Feu arrière		1

1567678.iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
	SP1563883	(Frontlight bracket Optimist seat)		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1-10	SP1430410	Triangle arrière		1
1	Z12008A.P40	Collier de serrage trou hexagonal RAL 9005 noir		1
2	1430834	Tableau de marquage arrière		1
3	F20109	Ecrou frein hexagonal m6		1
4	F00002	Ecrou frein m8		1
5	D50004	VIS CHC M6X30		1
6	D00102	Vis 8 mm x 45		1
7	D90187	Vis six pans creux m6x20		1
8	G00115	Rondelle 6 X 2,5 X 1,6		1
9	G00107	Rondelle 8,4 X 17 X 1,6		1
10	1430418-9005	EQUERRE DE FIXATION POUR TABLEAU ARRIERE/RAL 9005		1

Monte-trottoir


1528952X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1528952	Monte-trottoir complet	→ 12.04.2012	1
1	SP1551945	Monte-trottoir complet	13.04.2012 →	1
2	SP1530562	Bras de monte-trottoir		1
3	B11037B	Sabot		1


Ceinture de maintien et harnais

1529460X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530575	Kit de fixation ceinture en H		1
2	SP1530576	Ceinture en H		1
3	SP1529460	Ceinture velcro		1
4	SP1529461	Ceinture à boucle type automobile		1
4	1551067	Ceinture à boucle heavy Rea <i>Storm4Max</i>		1

Rétroviseur



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1422955	Rétroviseur		1
2	F276005.00	LOGEMENT DE RETROVISEUR POUR B OITIER DE COMMANDE A G		1
3	SP1423435	Glissière support rétroviseur complet		1
4	L31001	Vis papillon m6 X 10		1
5	SP1422957	Support rétroviseur côté opposé du manipulateur		1
6	SP1527151	Support rétroviseur côté manipulateur		1


Sac à dos



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1536178	Sac à dos		1
2	SP1537708	Fixation de sac à dos		1

Appui-tête avec retour latéraux et support (1427)


1446560X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1446560	Appui tete avec réglage latéral et oreillette réglable, dartex noir		1
1	SP1541658	Appui-tête avec retour latéraux TR26		1
3	1444304	Coussin, Support De Joue		1
5	SP1529572	Support appui-tête pour easy adapt		1
6	5716497	Bouchon		1
7	1448661	Blocage appui-nuque/tête		1
8	1445838	Rail de réglage d'appui-tête		1
9	1485538	Articulation appui-tête réglable		1

Appui-tête assise standard (1353)


1422925FFH.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1422925	Appui-tête contour noir avec support		1
2	SP1422865	Coussin d'appui tête contour noir		1
3	SP1422914	Support appui-tête pour assise standard		1

Support d'appui tête Easy adapt


1529463X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1529463	Support d'appui tête Easy adapt complet		1
2	1434623	Bouton vis à bille tronquée court 7,5 mm		1

Appui-tête réglable en largeur (1432)

1530115X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530119	Appui-tête réglable en largeur complet		1
1	SP1541657	Appui-tête réglable horizontalement EasyAdapt)		1
2	1446559	Appuie-tête cpl., dartex noir		1
3	SP1530567	Support d'appui tête		1
3	SP1529572	Support appui-tête pour easy adapt		1

Invacare® Storm4 | Options d'assise

(Trunk support EasyAdapt)


1570269 iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
	SP1561878	Cale tronc complet		1


Invacare® Storm4 | Options d'assise
(Trunk support, multi adjustable)

1562647.jpg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1448692	Grand Cale-Tronc multi-ajustable (Avec Fixation) Gauche Cpl. Dartex Noir		1
2	1448693	Grand Cale-Tronc multi-ajustable (Avec Fixation) Droit Cpl. Dartex Noir		1


Porte bagage et glissières



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1551619	Porte bagage et système de verrouillage		1
2	SP1551497	Porte bagage seul		1
3	SP1556240	Kit glissières porte bagage		1
4	F384020	Sangle batterie		1

Kit de fixation porte bagage


1546314X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1546314	Kit de fixation porte bagage		1

(Caneholder)

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-		(Caneholder for Easy Adapt Seat)		1
-		(Caneholder for Recaro Seat)		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1528444	Porte canne assises Easy-adapt, standard ȷ		1
2	SP1529004	(Caneholder,general, cpl.)		1
3	SP1420493	Sangle de porte canne		1







Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1529535	(Caneholder Recaro cpl)		1
2	SP1529256	Porte canne assise Recaro		1
3	SP1420493	Sangle de porte canne		1


1567679.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530530	Garde boue droit		1
1	SP1530553	Garde boue gauche		1


Garde boue Storm ==>04/01/11


																				
	RH LH		RH LH		RH LH		RH LH		RH LH		RH LH		RH LH		RH LH		RH LH		RH LH	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Kurze Sitzplatte Short Seatplate																				
T=43 B=38	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=43 B=43	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=43 B=48	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=43 B=53	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=41 B=38	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=41 B=43	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=41 B=48	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=41 B=53	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=38 B=38	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=38 B=43	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=38 B=48	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=38 B=53	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Recaro Seat	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Mittlere Sitzplatte Middle Seatplate																				
T=48 B=38	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=48 B=43	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=48 B=48	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=48 B=53	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=46 B=38	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=46 B=43	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=46 B=48	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=46 B=53	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=43 B=38	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=43 B=43	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=43 B=48	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=43 B=53	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Optimist Seat	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Lange Sitzplatte Long Seatplate																				
T=53 B=38	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=53 B=43	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=53 B=48	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=53 B=53	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=51 B=38	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=51 B=43	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=51 B=48	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=51 B=53	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=48 B=38	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=48 B=43	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=48 B=48	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
T=48 B=53	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530557	Garde boue long droit		1
2	SP1530558	Garde boue long gauche		1
3	SP1530559	Garde boue court droit		1
4	SP1530560	Garde boue court gauche		1

Garde-boue X-Plore et Storm 05/01/11==>


				
	RH	LH	RH	LH
	1	2	3	4
Kurze Sitzplatte Short Seatplate				
T=43 B=38				
T=43 B=43				
T=43 B=48				
T=43 B=53				
T=41 B=38				
T=41 B=43				
T=41 B=48				
T=41 B=53				
T=38 B=38				
T=38 B=43				
T=38 B=48				
T=38 B=53				
Recaro Seat				
Mittlere Sitzplatte Middle Seatplate				
T=48 B=38				
T=48 B=43				
T=48 B=48				
T=48 B=53				
T=46 B=38				
T=46 B=43				
T=46 B=48				
T=46 B=53				
T=43 B=38				
T=43 B=43				
T=43 B=48				
T=43 B=53				
Optimist Seat				
Lange Sitzplatte Long Seatplate				
T=53 B=38				
T=53 B=43				
T=53 B=48				
T=53 B=53				
T=51 B=38				
T=51 B=43				
T=51 B=48				
T=51 B=53				
T=48 B=38				
T=48 B=43				
T=48 B=48				
T=48 B=53				



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1540339	Garde-boue droit long X-Plore		1
2	SP1540340	Garde-boue gauche long X-Plore		1
3	SP1540341	Garde-boue droit court X-Plore		1
4	SP1540342	Garde-boue gauche court X-Plore		1

Tablettes


1535050X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1535050	Tablette escamotable 540 mm sans découpe, largeur d'assise 33 cm à 43 cm		1
1	SP1535010	Tablette escamotable 620 mm sans découpe, largeur d'assise 38 cm à 48 cm		1
1	SP1535011	Tablette escamotable 660 mm sans découpe, largeur d'assise 44 cm à 53 cm		1
2	SP1535009	Tablette escamotable 540 mm découpe à gauche, largeur d'assise 33 cm à 43 cm		1
2	SP1534974	Tablette escamotable 620 mm découpe à gauche, largeur d'assise 38 cm à 48 cm		1
2	SP1534975	Tablette escamotable 660 mm découpe à gauche, largeur d'assise 44 cm à 53 cm		1
3	SP1535051	Tablette escamotable 540 mm découpe à droite, largeur d'assise 33 cm à 43 cm		1
3	SP1535012	Tablette escamotable 620 mm découpe à droite, largeur d'assise 38 cm à 48 cm		1
3	SP1535049	Tablette escamotable 660 mm découpe à droite, largeur d'assise 44 cm à 53 cm		1
4	SPZ177011	Kit fixation support tablette		1
5	Z177025	JEU DE FIXATION POUR TABLETTE		1

Compteur, support et protection de manipulateur


1530563X.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530563	Potection de manipulateur et support compteur		1
2	SP1530564	Support de compteur Rem 550		1
3	SP1546263	Support de compteur pour Rem24		1
4	Z183259	Tachymètre Sigma BC600		1
5	1421733	Cable de capteur Reed, compteur		1


Support capteur de compteur

1540353X.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1548705	Support capteur compteur storm ==>04/01/11		1
2	SP1540353	Support capteur compteur X-plore, Storm 05/01/11==>		1

1567259.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530275	(Hour counter)		1


Pochette KCLICKfix



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1557532	Pochette amovible Handizip		1

Support pochette KLiCKfix


1562515.jpg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1554320	Fixation pour pochette amovible Handizip		1


(Bag)

1567256 iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1430417	Pochette d'accoudoir gauche		1
2	SP1430855	Support de sac d'accoudoir		1
3	SP5314967	Sac d'accoudoir		1
4	F370032-9005	(Holder for side part with mirror/brake RAL 9)		1

1567260 iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1422868	Trousse à outil		1



Yes, you can.®



Belgium & Luxemburg:

Invacare nv, Autobaan 22, B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10, Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com / www.invacare.be

Denmark:

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00, Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com / www.invacare.dk

Deutschland:

Invacare Aquatec GmbH, Alemannenstraße 10, D-88316 Isny
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0, Fax: (49) (0)75 62 7 00 66
info@invacare-aquatec.com / www.invacare-aquatec.de

European Distributor Organisation:

Invacare, Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica
Tel: (49) (0)57 31 754 540, Fax: (49) (0)57 31 754 541
edo@invacare.com / www.invacare.eu.com

España:

Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà, E-17460 Celrà (Girona)
Tel: (34) (0)972 49 32 00, Fax: (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com / www.invacare.es

France:

Invacare Poirier SAS, Route de St Roch, F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66, Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com / www.invacare.fr

Ireland:

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus, Seatown Road, Swords, County Dublin - Ireland
Tel: (353) 1 810 7084, Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com / www.invacare.ie

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59, Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com / www.invacare.it

Nederland:

Invacare BV, Celsiusstraat 46, NL-6716 BZ Ede
Tel: (31) (0)318 695 757, Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com, csede@invacare.com / www.invacare.nl

Norge:

Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad, N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00, Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com, island@invacare.com / www.invacare.no

Österreich:

Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101, A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0, Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com / www.invacare.at

Portugal:

Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949, P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 1059 46/47, Fax: (351) (0)225 1057 39
portugal@invacare.com / www.invacare.pt

Sverige & Suomi:

Invacare AB, Fagerstagatan 9, S-163 91 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90, Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com, finland@invacare.com / www.invacare.se

Switzerland:

Invacare AG, Benkenstrasse 260, CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80, Fax: (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com / www.invacare.ch

United Kingdom:

Invacare Limited, Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend CF35 5AQ
Switchboard Tel: (44) (0)1656 776200, Fax: (44) (0)1656 776201
Customer services Tel: (44) (0)1656 776222, Fax: (44) (0)1656 776220
uk@invacare.com / www.invacare.co.uk